

BAKTERIOLOGINIAI TYRIMAI					
Tiriamieji parametrai arba tyrimai	Mėginio transportavimo / priėmimo temperatūra	Mėginio masė	Tara, įpakavimas (kur reikalinga)	Pristatymo į laboratoriją laikas	Pastabos
PAŠARAI (oficiali kontrolė ir norint įvertinti RIZIKAS)					
PAŠARINĖ ŽALIAVA, PAŠARŲ PRIEDAI, KOMBINUOTAS PAŠARAS					
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama + (2-10)°C	1 mėginį (partiją) sudaro 5 tiriamieji vienetai (atliekami 5 tyrimai), tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 100 g vienam tyrimui.		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje + (2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
Bakteriologiniai tyrimai. Skaičiaus nustatymas	Laikoma ir transportuojama + (2-10)°C	1 mėginį (partiją) sudaro 5 tiriamieji vienetai (atliekami 5 tyrimai), tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 100 g vienam tyrimui.		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje + (2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	
Mikologiniai tyrimai. Skaičiaus nustatymas	Laikoma ir transportuojama + (2-10)°C	1 mėginį (partiją) sudaro 5 tiriamieji vienetai (atliekami 5 tyrimai), tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 100 g vienam tyrimui.		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje + (2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	
ŠALUTINIAI GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTAI					
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama + (2-10)°C	1 mėginį (partiją) sudaro 5 tiriamieji vienetai (atliekami 5 tyrimai), tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 100 g vienam tyrimui.		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	

	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje + (2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
Bakteriologiniai tyrimai. Skaičiaus nustatymas	Laikoma ir transportuojama + (2-10)°C	1 mėginį (partiją) sudaro 5 tiriamieji vienetai (atliekami 5 tyrimai), tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 100 g vienam tyrimui.		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje + (2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	
Mikologiniai tyrimai. Skaičiaus nustatymas	Laikoma ir transportuojama + (2-10)°C	1 mėginį (partiją) sudaro 5 tiriamieji vienetai (atliekami 5 tyrimai), tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 100 g vienam tyrimui.		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje + (2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	
PAŠARAI (savikontrolė)					
PAŠARINĖ ŽALIAVA, PAŠARŲ PRIEDAI, KOMBINUOTAS PAŠARAS					
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama + (2-10)°C	Ne mažiau 100 g vienam tyrimui		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje + (2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
Bakteriologiniai tyrimai. Skaičiaus nustatymas	Laikoma ir transportuojama + (2-10)°C	Ne mažiau 100 g vienam tyrimui		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje + (2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	

KSF 7.4.1-1 Rekomendacijos mėginių priėmimui (1.2)

Mikologiniai tyrimai. Skaičiaus nustatymas	Laikoma ir transportuojama +(2-10)°C	Ne mažiau 100 g vienam tyrimui		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje +(2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	
ŠALUTINIAI GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTAI					
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama +(2-10)°C	Ne mažiau 100 g vienam tyrimui		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje +(2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
Bakteriologiniai tyrimai. Skaičiaus nustatymas	Laikoma ir transportuojama +(2-10)°C	Ne mažiau 100 g vienam tyrimui		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje +(2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	
Mikologiniai tyrimai. Skaičiaus nustatymas	Laikoma ir transportuojama +(2-10)°C	Ne mažiau 100 g vienam tyrimui		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje +(2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	

ORGANINĖS TARŠOS, DUMBLAS, ANTRINĖS ŽALIAVOS, SRUTOS					
Bakteriologiniai tyrimai. Skaičiaus nustatymas: <i>lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens), enterokokų (Enterococcus spp.) E. coli, koliforminės bakterijos, enterobakterijos, vaškinių bacilų (B.cereus), koagulazę gaminantys stafilokokai, aerobinių mikroorganizmų skaičius</i>	Laikoma ir transportuojama + (2-10)°C	≥ 100 g/ml vienam tyrimui	Vienkartinė pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	SDP B.37 SDP B.38 SDP B.50 SDP B.51 SDP B.52 SDP B.53 SDP B.60 SDP B.63
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje + (2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas: VTEC <i>Salmonella spp.</i>	Laikoma ir transportuojama + (2-10)°C	≥ 100 g/ml vienam tyrimui	Vienkartinė pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	SDP B.1 SDP B.62
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje + (2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
Mikologiniai tyrimai. Skaičiaus nustatymas.	Mėginys transportuojamas temperatūroje + (2-25)°C. Mėginys negali būti užšaldytas.	≥ 100 g/ml vienam tyrimui	Vienkartinė pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau kaip per 72 val., jeigu transportuojami + (5±3)°C. Ne vėliau kaip per 24 val., jei transportuojami + (2-25)°C temperatūroje.	LST ISO 21527 - 2:2008, 7 ir 8 punktai.

MĖSA					
ŠVIEŽIA MĖSA					
Bakterologiniai tyrimai	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	Ne mažesnis, kaip 100 g mėginys	Atskirose, nepažeistose pakuotėse	Mėginiai pristatomi į laboratoriją per 24 val. nuo paėmimo	DTU Laboratory protocol for isolation of ESBL, AmpC and carbapenemase producing E.coli from fresh meat, 2024, version 8. Mėsos mėginys, kurio galiojimo laikas dar nepasibaigęs, turėtų būti tiriamas tą pačią dieną, kai buvo paimtas, kitu atveju per 36 val.
GYVŪNINIAI PARAZITOLOGINIAI TYRIMAI					
GYVŪNŲ IŠMATOS					
Parazitologinis tyrimas. McMaster metodas (ŽŪ gyvuliai, šunys, katės, triušiai, stambūs laukiniai ir egzotiniai gyvūnai)	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	≥ 4 g	Vienkartinė, nepažeista pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 paras.	
Parazitologinis tyrimas. McMaster metodas (egzotiniai gyvūnai, smulkūs graužikai, paukščiai)	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	≥ 1 g	Vienkartinė, nepažeista pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 paras.	
Parazitologinis tyrimas. Bermano metodas. (žemės ūkio gyvūnai)	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	≥ 10 g	Vienkartinė, nepažeista pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 paras.	Pageidautina, kad mėginys turi būti paimtas iš tiesiosios žarnos
Parazitologinis tyrimas. Bermano metodas. (kompanionai, egzotiniai gyvūnai)	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	≥ 5 g	Vienkartinė, nepažeista pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 paras.	
Parazitologinis tyrimas. Sedimentacijos metodas. (žemės ūkio gyvūnai)	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	≥ 10 g	Vienkartinė, nepažeista pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 paras.	Pageidautina, kad mėginys turi būti paimtas iš tiesiosios žarnos

KSF 7.4.1-1 Rekomendacijos mėginių priėmimui (1.2)

Parazitologinis tyrimas. Bermano metodas. (kompanionai, egzotiniai gyvūnai)	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	$\geq 5 \text{ g}$	Vienkartinė, nepažeista pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 paras.	
Parazitologinis tyrimas. Natyvinis tepinėlis	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$		Vienkartinė, nepažeista pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	Giardia, Trichomonas, mėginys turi būti ištirtas per (0,5-1) val. nuo paėmimo
SKUTENOS, PLAUKAI					
Parazitologinis tyrimas. Ektoparazitų tyrimas			Nedidelė vienkartinė pakuotė (kad būtų galima rasti paimtus mėginius)	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 d.	Parazitai, oda, pleiskanos, plaukai, plunksnos, žvynai ir pan.
Parazitologinis tyrimas. Ausų ektoparazitų tyrimas			Tamponėlis, ausų krapštukas	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
Mikologinis tyrimas			Transportinė terpė. Nedidelė vienkartinė pakuotė (kad būtų galima rasti paimtus mėginius)	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	Oda, pleiskanos, įbrėžimai, žaizdos, plaukai, plunksnos, žvynai ir pan.
KRAUJO MĖGINIAI					
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas.	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	$\geq 1 \text{ ml}$	Sterilus mėgintuvėlis su antikoagulantu	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	Mėginiai imami prieš bet kokių medikamentinių gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
PATOLOGINĖ MEDŽIAGA (ORGANAI, AUDINIAI IR PAN.)					
Parazitologinis tyrimas	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$		Vienkartinė, nepažeista pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	Pažeisti audiniai, organai su pūslėmis, žarnų dalis, parazitai ir pan.
ŽUVYS					
ŽUVYS (oficiali kontrolė)					
Parazitologinis tyrimas	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	$\geq 5 \text{ vnt. vienoje partijoje}$	Polietileningi maišai su vandeniu ir deguonimi	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	Žuvis turi būti gyva ar šviežia kritusi

Bakteriologiniai tyrimai	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	≥ 5 vnt. vienoje partijoje	Polietileniniai maišai su vandeniu ir deguonimi	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	Žuvis turi būti gyva ar šviežia kritusi
ŽUVYS (įtarus ligą)					
Parazitologinis tyrimas	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	≥ 1 vnt. vienoje partijoje	Polietileniniai maišai su vandeniu ir deguonimi	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	Žuvis turi būti gyva ar šviežia kritusi
Bakteriologiniai tyrimai	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	≥ 1 vnt. vienoje partijoje	Polietileniniai maišai su vandeniu ir deguonimi	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	Žuvis turi būti gyva ar šviežia kritusi
BITĖS					
BITĖS					
Bakteriologiniai tyrimai	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	≥ 50 vnt. bičių		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	
Parazitologinis tyrimas. Skaičius.		≥ 300 vnt. bičių		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	Galima pristatyti gyvas bites
Parazitologinis tyrimas. Nosema skaičius		≥ 60 vnt. bičių		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	Galima pristatyti gyvas bites
Parazitologinis tyrimas. <i>Acarapis woodi</i> aptikimas		≥ 10 vnt. bičių		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	Galima pristatyti gyvas bites
Parazitologinis tyrimas. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	Rasti parazitai, vabalai, vabzdžiai, voragyviai, lervos ir pan.
KORIAI su perais					
Bakteriologiniai tyrimai	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	Koriai su perais $\geq (10 \times 10)$ cm.		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	

Parazitologinis tyrimas. (erkių aptikimui)	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	
AVILIO ŠIUKŠLĖS					
Bakteriologiniai tyrimai	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	Ne mažiau 5 g		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	
VABZDŽIAI rasti bičių ar kamanių šeimose/aviliuose					
Bičių/kamanių šeimas palantys vabzdžiai (vabalai, lervos, širšės ir kt.)	Laikoma ir transportuojama $+(2-10)^{\circ}\text{C}$ NEŠALDYTI	Kelis ar keliolika įvairių vystymosi stadijų (jeigu yra) vabzdžių. Mėginys gali būti pristatomas su	Sandarus indas. Jeigu	Kuo galima greičiau nuo mėginių paėmimo.	NEŠALDYTI
VAŠKAS/VAŠKO PLOKŠTELĖ					
Bakteriologiniai tyrimai	Transportuojami aplinkos temperatūroje nuo 2°C iki 25°C .	Ne mažiau 5 g		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	
MEDUS					
Bakteriologiniai tyrimai		Ne mažiau 100 g		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	
VANDENS MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI					
VANDUO					
Mikrobiologinis tyrimas. Skaičius	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	Ne mažiau 0,5 l	Sterili tara	Kiek įmanoma greičiau.	LT EN ISO 19458:2006, 2 p.
Mikrobiologinis tyrimas. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	Ne mažiau 0,5 l	Švari tara	Kiek įmanoma greičiau.	LT EN ISO 19458:2006, 2 p.
Fitoplanktono rūšies sudėties nustatymas	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	Ne mažiau 1,5 l	Švari tara	Kiek įmanoma greičiau.	
PIRMINIO GAMYBOS ETAPO MĖGINIAI (oficiali kontrolė ar kita)					
IŠMATOS					
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama $+(2-10)^{\circ}\text{C}$	≥ 10 g	Vienkartinė pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	LST EN ISO 13307:2013, 2 lentelė
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje $+(2-25)^{\circ}\text{C}$			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	LST EN ISO 13307:2013, 2 lentelė

ANTBAČIAI					
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama +(2-10)°C	Vienkartiniai antbačiai, kojinės, kepuraitės ir pan.	Vienkartinė pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	LST EN ISO 13307:2013, 2 lentelė
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje +(2-25)°C			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	LST EN ISO 13307:2013, 2 lentelė
AKLOSIOS ŽARNOS (oficiali kontrolė ar kita)					
AKLOSIOS ŽARNOS (oficiali kontrolė ar kita)					
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama +(5±3)°C	Kiaulės: 1 mėginys = 1 akloji žarna	Vienkartinė, nepažeista pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	LST EN ISO 13307:2013, 2 lentelė DTU Laboratory protocol for isolation of ESBL, AmpC and carbapenemase producing E.coli from caecal samples, 2024, version 8. Mėginiai turi būti pradėti tirti ne vėliau, kaip per 96 val. nuo paėmimo, jei pristatomi penktadienį.
	Laikoma ir transportuojama +(5±3)°C.	Paukščiai: 1 mėginys = 10 aklųjų žarnų		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	LST EN ISO 13307:2013, 2 lentelė DTU Laboratory protocol for isolation of ESBL, AmpC and carbapenemase producing E.coli from caecal samples, 2024, version 8. Mėginiai turi būti pradėti tirti ne vėliau, kaip per 96 val. nuo paėmimo, jei pristatomi penktadienį.
KLINIKINĖS MEDŽIAGOS MĖGINIAI					
MASTITINIS PIENAS					
Bakteriologiniai tyrimai. Ūkiniams gyvūnams	Laikoma ir transportuojama +(5±3)°C. Galima šaldyti	≥ 10 ml	Sterilus vienkartinis indas/pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	Mėginiai imami prieš bet kokį medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
Bakteriologiniai tyrimai. Smulkiems gyvūnams	Laikoma ir transportuojama +(5±3)°C.		Transportinė terpė. (pvz. Amies terpė)	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	Mėginiai imami prieš bet kokį medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.

TEPINĖLIAI					
Bakteriologiniai tyrimai	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$		Transportinė terpė. (pvz. Amies terpė)	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	Oda, žaizda, nosis, ryklė, ausis, šlapimas, pienas, makštis, išmatos ir kt. Mėginiai imami prieš bet kokį medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
Bakteriologiniai tyrimai, MRSA (aptikimas-kokybinis tyrimas)	Laikoma ir transportuojama $+(4-8)^{\circ}\text{C}$	1 transportinė terpė	Transportinė terpė. (pvz. Amies terpė)	Rekomenduojama: tyrimą pradėti ne vėliau kaip per 7 d. nuo mėginio paėmimo.	Laboratory Protocol, Version 3, April 2023. Isolation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) from food-producing animals and farm environment
Bakteriologiniai tyrimai, MRSA (skaičiaus nustatymas-kiekybinis tyrimas)	Laikoma ir transportuojama $+(4-8)^{\circ}\text{C}$	1 transportinė terpė	Transportinė terpė. (pvz. Amies terpė)	Rekomenduojama: tyrimą pradėti tą pačią mėginio paėmimo dieną arba, jei neįmanoma, vieną dieną po mėginio paėmimo, mėginį saugant šaldytuve.	Laboratory Protocol, Version 3, April 2023. Isolation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) from food-producing animals and farm environment
TEPINĖLIAI (oficiali kontrolė ar kita)					
Bakteriologiniai tyrimai, MRSA (aptikimas-kokybinis tyrimas)	Laikoma ir transportuojama $+(4-8)^{\circ}\text{C}$	20 transportinių terpių (laboratorijoje sudaromi 4 junginiai mėginiai) 1 tiriamai gyvūnų partijai Vieną jungtinį mėginį sudaro 5 tamponai transportinėje terpėje.	Transportinė terpė. (pvz. Amies terpė)	Rekomenduojama: tyrimą pradėti ne vėliau kaip per 7 d. nuo mėginio paėmimo.	DTU Laboratory Protocol, Version 3, April 2023. Isolation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) from food-producing animals and farm environment https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7620
IŠMATOS					
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama $+(2-10)^{\circ}\text{C}$	$\geq 1\text{ g}$	Vienkartinė pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	LST EN ISO 13307:2013, 2 lentelė. Mėginiai imami prieš bet kokį medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje $+(2-25)^{\circ}\text{C}$		Vienkartinė pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	LST EN ISO 13307:2013, 2 lentelė. Mėginiai imami prieš bet kokį medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.

Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama +(2-10)°C	Tamponas iš transportinės terpės	Transportinė terpė. (pvz. Amies terpė)	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	LST EN ISO 13307:2013, 2 lentelė. Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
	Laikoma ir transportuojama aplinkos temperatūroje +(2-25)°C		Transportinė terpė. (pvz. Amies terpė)	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	LST EN ISO 13307:2013, 2 lentelė. Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
KRAUJO MĖGINIAI					
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama +(5±3)°C	≥ 1 ml	Sterilus mėgintuvėlis su antikoagulantu	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
ŠLAPIMO MĖGINIAI					
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama +(5±3)°C	≥ 1 ml	Sterilus vienkartinis indas, švirkštas, maišelis, transportinė terpė ir pan.	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama +(5±3)°C	Tamponas iš transportinės terpės	Transportinė terpė. (pvz. Amies terpė)	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
LIKVIORAS					
Bakteriologiniai tyrimai	Laikoma ir transportuojama +(5±3)°C	≥ 1 ml	Sterilus vienkartinis indas, švirkštas, maišelis ir pan.	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama +(5±3)°C	Tamponas iš transportinės terpės	Transportinė terpė. (pvz. Amies terpė)	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
SEKRETAS					
Bakteriologiniai tyrimai	Laikoma ir transportuojama +(5±3)°C	≥ 1 ml	Sterilus vienkartinis indas, švirkštas, maišelis ir pan.	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama +(5±3)°C	Tamponas iš transportinės terpės	Transportinė terpė. (pvz. Amies terpė)	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val.	Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.

SPERMA					
Bakteriologiniai tyrimai	Šviežia laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	$\geq 1 \text{ ml}$	Sterilus vienkartinis indas	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
Bakteriologiniai tyrimai	$< -18^{\circ}\text{C}$	$\geq 1 \text{ ml}$	Sterilus vienkartinis indas	Pristatoma šaldyta	Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
PATOLOGINĖS MEDŽIAGOS MĖGINIAI (Oficiali kontrolė ar kita)					
PARENCHIMINIAI ORGANAI					
Bakteriologiniai tyrimai	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$.	Atskiri parenchiminių organų gabaliukai	Vienkartiniai polietileniniai maišeliai	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
Kampilobakterijų aptikimas bakteriologiniai tyrimai	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	Atskiri parenchiminių organų gabaliukai	Vienkartinė pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
Bruceliozės (BRC) bakteriologiniai tyrimai	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$. Galima šaldyti.	Dalis placentos. Abortuoto vaisiaus skrandžio turinys, blužnis ir plaučiai, vaisiaus vandenys, makšties išskyros (nuoplovos).	Vienkartiniai polietileniniai maišeliai, vienkartinė pakuotė, transportinė terpė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
Tuberkuliozės (TBC) bakteriologiniai tyrimai	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$.	Limfiniai mazgai, atskiri parenchiminių organų gabaliukai, tepinėliai.	Vienkartiniai polietileniniai maišeliai	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.
Juodligės bakteriologiniai tyrimai	Laikoma ir transportuojama $+(5\pm 3)^{\circ}\text{C}$	Atskiri parenchiminių organų gabaliukai. Nefiksuoti kraujo tepinėliai.	Vienkartinė pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	Mėginiai imami prieš bet koki medikamentinį gydymą ar pasibaigus išlaukos laikotarpiui.

APLINKA					
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama $+(1-8)^{\circ}\text{C}$	Vienam rodikliui (tyrimui) 1 tamponas su lazdele/ 1 transportinė terpė/ 1 kempinė/ 1 šluostė	Transportinė terpė; BPV su tamponėliu ploviniams; kempinė; kita sterili tara. Išduoda Institutas.	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	LST EN ISO 18593:2018, 8.2 punktas
	Laikoma ir transportuojama $+(3\pm 2)^{\circ}\text{C}$	Vienam rodikliui (tyrimui) 1 tamponas su lazdele/ 1 transportinė terpė/ 1 kempinė/ 1 šluostė		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas. Monocitogeninių listerijų (<i>Listeria monocytogenes</i>) aptikimas; Listerijų (<i>Listeria spp.</i>) aptikimas; Salmonelių (<i>Salmonella spp.</i>) aptikimas	Laikoma ir transportuojama $+(1-8)^{\circ}\text{C}$	Vienam rodikliui (tyrimui) ≥ 25 g dulkių	Vienkartinė pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	
	Laikoma ir transportuojama $+(3\pm 2)^{\circ}\text{C}$			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
Bakteriologiniai tyrimai. Aptikimas	Laikoma ir transportuojama $+(1-8)^{\circ}\text{C}$	Vienam rodikliui (tyrimui) ≥ 10 g dulkių	Vienkartinė pakuotė	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	
	Laikoma ir transportuojama $+(3\pm 2)^{\circ}\text{C}$			Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
Bakteriologiniai tyrimai. Skaičius	Laikoma ir transportuojama $+(1-8)^{\circ}\text{C}$	≤ 3 rodikliams 1 tamponas su lazdele/ 1 transportinė terpė	BPV su tamponėliu ploviniams; Transportinė terpė. Priemonės gali išduoti institutas.	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	
	Laikoma ir transportuojama $+(3\pm 2)^{\circ}\text{C}$	≤ 3 rodikliams 1 tamponas su lazdele/ 1 transportinė terpė		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	

KSF 7.4.1-1 Rekomendacijos mėginių priėmimui (1.2)

Bakteriologiniai tyrimai. Skaičius	Laikoma ir transportuojama + (1-8)°C	≥ 1 rodiklis 1 kempinė/ 1 šluostė/ ≥ 10 g dulkių	Kempinė; kita sterili tara. Kempinės gali išduoti institutas.	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	
	Laikoma ir transportuojama + (3±2)°C	≥ 1 rodiklis 1 kempinė/ 1 šluostė/ ≥ 10 g dulkių		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
Bakteriologiniai tyrimai. Numanomų žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius;	Laikoma ir transportuojama + (1-8)°C	1 kempinė/ 1 šluostė/ ≥ 10 g dulkių	Kempinė; kita sterili tara. Kempinės gali išduoti institutas.	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	
	Laikoma ir transportuojama + (3±2)°C	1 kempinė/ 1 šluostė/ ≥ 10 g dulkių		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	
Numanomų koliforminių bakterijų skaičius					
Aerobinių mikroorganizmų ir Enterobakterijų (<i>Enterobacteriaceae</i>) skaičius	Laikoma ir transportuojama + (1-8)°C	1 kontaktinė plokštelė (Plate Count ir VRBG agarai)	Kontaktinė plokštelė. Išduoda Institutas.	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	LST EN ISO 18593:2018, 8.1 punktas
Aerobinių mikroorganizmų skaičius, mielių ir pelėsinų grybų skaičius	Laikoma ir transportuojama + (1-8)°C	1 kontaktinė plokštelė (Plate Count ir Rose Bengal agarai)	Kontaktinė plokštelė. Išduoda Institutas.	Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 48 val.	LST EN ISO 18593:2018, 8.1 punktas
Ausonio stafilokoko (<i>Staphylococcus aureus</i>) ar kitų stafilokokų skaičius, 1 m ³ oro	Laikoma ir transportuojama + (1-8)°C	1 patalpai (1 tyrimui) 5 vnt. lėkštelių su Monitolio-druskos agaru		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	Lėkštelės su Monitolio-druskos agaru išduoda Institutas.
Hemolizuojančių bakterijų skaičius, 1 m ³ oro	Laikoma ir transportuojama + (1-8)°C	1 patalpai (1 tyrimui) 5 vnt. lėkštelių su Kraujo agaru		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	Lėkštelės su Kraujo agaru išduoda Institutas.

Aerobinių mikroorganizmų skaičius, 1 m ³ oro	Laikoma ir transportuojama +(1-8)°C	1 patalpai (1 tyrimui) 5 vnt. lėkštelių su Plate Count agaru		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	Lėkštelės su Plate Count agaru išduoda Institutas.
Mielių ir (arba) pelėsinių grybų skaičius, 1 m ³ oro	Laikoma ir transportuojama +(1-8)°C	1 patalpai (1 tyrimui) 5 vnt. lėkštelių su Sabūro dekstrozės agaru		Mėginiai po paėmimo pristatomi, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val.	Lėkštelės su Sabūro dekstrozės agaru išduoda Institutas.
CHEMINIAI TYRIMAI					
Tiriamieji parametrai arba tyrimai	Mėginio transportavimo / priėmimo temperatūra	Mėginio masė	Tara, įpakavimas (kur reikalinga)	Pristatymo į laboratoriją laikas	Pastabos
PIENAS IR PIENO PRODUKTAI (Oficiali kontrolė)					
ŽALIAVINIS PIENAS					
Cheminiai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 250 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Kiek įmanoma greičiau (produkto galiojimo terminas)	Reglamento (ES) 37/2010 priedo 1 lentelė
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 2 l	Stiklinis arba polietileninis indas (su hermetišku kamsčiu)	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr 25.1.1 p.; 37 - 43 p.
RAUGINTI PIENO PRODUKTAI (GRIETINĖ, KEFYRAS, RŪGPIENIS, JOGURTAS, KITI PIENO GĖRIMAI)					
Cheminiai tyrimai	2-8°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 250 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 l / Ne mažiau 1 kg	Originali pakuotė arba stiklinis/ PET indas (su hermetišku kamsčiu)	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr 25.2.1- 25.2.2, 25.3.1 p., 37 - 43 p.

PASTERIZUOTAS PIENAS, UAT PIENAS IR PASTERIZUOTI SKYSTI PIENO PRODUKTAI ORIGINALIOJE, NEATIDARYTOJE PAKUOTĖJE (UAT pienas – 3-5 sekundes ultra aukštoje temperatūroje - (135-140)°C - kaitintas, atvėsintas ir išpilstytas į aseptines daugiasluoksnes pakuotes pienas)					
Cheminiai tyrimai	Nėra įtakos	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 250 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Reglamento (ES) Nr. 37/2010 1 priedo 1-2 lentelės; 1169/2011 III sk. 7 str., VI priedo 4 punktas; Reglamento (EB) Nr. 1129/2011 priedo E dalies kategorija 01
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 2 l	Originali pakuotė	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr ,
					25.1.2 p.
SUTIRŠTINTAS PIENAS, SALDINTAS SUTIRŠTINTAS PIENAS, PIENO KONCENTRATAI IR PASTERIZUOTI KONCENTRATAI					
Cheminiai tyrimai	Nėra įtakos	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 250 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Dėl maistingumo tyrimų Reglamento (EB) Nr. 1129/2011
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg	Originali pakuotė arba stiklinis/ PET indas (su hermetišku kamsčiu)	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					25.5.1 – 25.5.2 p., 37 - 43 p.
VALGOMIEJI LEDAI IR PUSIAU GATAVI LEDŲ GAMINIAI					
Cheminiai tyrimai	< -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 200 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Dėl maistingumo tyrimų Reglamento (EB) Nr. 1129/2011
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 l	Originali pakuotė arba stiklinis/ PET indas (su hermetišku kamsčiu)	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr ,
					25.2.1 p., 37 - 43 p.

SAUSAS PIENAS IR SAUSO PIENO PRODUKTAI					
Cheminiai tyrimai	Aplinkos temperatūra	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 200 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Dėl maistingumo tyrimų Reglamento (EB) Nr. 1129/2011
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg	Originali pakuotė arba polietileninis/ popierinis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr , 25.6.1 – 25.6.2 p., 37 - 43 p.
SVIESTAS					
Cheminiai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 200 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Rūgštingumui nustatyti ne mažiau 600 g. Dėl maistingumo tyrimų Reglamento (EB) Nr. 1129/2011
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 500 g	Originali pakuotė arba polietileninis/ popierinis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr , 25.7.1 – 25.7.2 p., 37 - 43 p.
MARGARINAS, TEPIEJI RIEBALAI, RIEBALŲ PRODUKTAI, ALIEJAI					
Cheminiai tyrimai	2-8°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 250 g	Alyvuogių aliejus - originali pakuotė ne mažiau 750 ml. Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Dėl maistingumo tyrimų Reglamento (EB) Nr. 1129/2011
Policiklinių aromatinių angliavandenilių nustatymas (benzo(a)pirenas, benz(a)antracenas benzo(b)fluorantenas ir chrizenas). Tik aliejai.	2-8°C	Ne mažiau 0,5 l	Alyvuogių aliejus - originali pakuotė	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas	Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 6 dalis 6.1.1 p.
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg	Originali pakuotė arba polietileninis/ popierinis maišas arba stiklinis/ PET indas (su hermetišku kamsčiu)	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr , 30.1 – 30.2 p., 37 - 43 p.

KIAUŠINIAI (SKYSTI, UŽŠALDYTI, SAUSI KIAUŠINIŲ PRODUKTAI)					
Cheminiai tyrimai	2-8°C, < -18°C, aplinkos temperatūra	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 250 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analičių stabilumas)	Dėl maistingumo tyrimų Reglamento (EB) Nr. 1129/2011
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg	Polietileninis maišas/ PET indas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					27.2.2 p., 37 - 43 p.
GALVIJAI, KIAULĖS, ARKLIAI, AVYS IR OŽKOS (Oficiali kontrolė)					
MĖSA (RAUMUO)					
Cheminiai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 350 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analičių stabilumas)	Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 6 skirsnio 6.1.4 p. Reglamento (ES) 37/2010 priedo 1 lentelė
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1kg	Polietileninis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					26.1.5 p., 37 - 43 p.
MĖSOS PRODUKTAI, SMULKINTA MĖSA IR PUSGAMINIAI					
Cheminiai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 250 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analičių stabilumas)	Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 6 skirsnio 6.1.4 p.
Policiklinių aromatinių angliavandenilių nustatymas (benzo(a)pirenas, benz(a)antracenas benzo(b)fluorantena s ir chrizenas). Rūkyti produktai.	2-8°C	Ne mažiau 500 g.	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis svarbus produkto galiojimo laikas	Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 6 dalis 6.1.4 p.
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg	Polietileninis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					26.2.1 p., 37 - 43 p.

RIEBALAI					
Cheminiai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienas rodiklis ne mažiau 250 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas	Reglamento (ES) 37/2010 priedo 1 lentelė
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg	Polietileninis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr 30.1 – 30.2 p., 37 - 43 p.
INKSTAI					
Cheminiai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	1 organas, bet ne mažiau 150 g.	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas	Reglamento (ES) 37/2010 priedo 1 lentelė
KEPENYS					
Cheminiai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 200 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas	Reglamento (ES) 37/2010 priedo 1 lentelė
ŠLAPIMAS					
Cheminiai tyrimai	2-8°C	Ne mažiau 45 ml	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis. Jei numatyti tireostatikų tyrimai, mėginys turi būti nešaldomas	Reglamento (ES) 37/2010 priedo 1 lentelė
KRAUJAS					
Cheminiai tyrimai	2-8°C	2 mėgintuvėliai po 10 ml	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus, kad kraujas nebūtų hemolizuotas, tiriamų analizių stabilumas)	Reglamento (ES) 37/2010 priedo 1 lentelė
LAUKINĖ FAUNA, TRIUŠIAI, FERMOSE AUGINAMI LAUKINIAI GYVŪNAI (Oficiali MĖSA (RAUMUO), MĖSOS PRODUKTAI)					
Cheminiai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 350 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Reglamento (ES) 37/2010 priedo 1 lentelė

Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1kg	Polietileninis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					26.1.5 p., 37 - 43 p.
RIEBALAI					
Cheminiai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 100 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg	Polietileninis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					30.1 – 30.2 p., 37 - 43 p.
PAUKŠTIENA (Oficiali kontrolė)					
PAUKŠTIENA, PAUKŠTIENOS PRODUKTAI, PUSGAMINIAI					
Cheminiai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 250 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Reglamento (ES) 37/2010 priedo 1 lentelė (paukštiena)
Bendro vandens kiekio viščiukuose ir naminių paukščių skerdenose nustatymas	< -18°C	viščiukuose – 7 atsitiktinės skerdenos; naminių paukščių skerdenose – 5 atsitiktiniai gabalai, vieno gabalo dydis ne mažiau 100 g.	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Reglamento (EB) Nr. 543/2008 VII-VIII priedai
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1kg	Polietileninis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					26.3.3 p., 37 - 43 p.
RIEBALAI					
Cheminiai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 250 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Reglamento (ES) 37/2010 priedo 1 lentelė

Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg	Polietileninis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					30.1 – 30.2 p., 37 - 43 p.
KRAUJAS					
Cheminiai tyrimai	2-8°C	2 mėgintuvėliai po 10 ml	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus, kad krauja nebūtų hemolizuotas, tiriamų analizių stabilumas)	Reglamento (ES) 37/2010 priedo 1 lentelė
KEPENYS					
Cheminiai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 200 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Reglamento (ES) 37/2010 priedo 1 lentelė
ŽUVYS IR JŲ PRODUKTAI (Oficiali kontrolė)					
ŽUVYS					
Cheminiai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 250 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Reglamento (ES) 37/2010 priedo 1 lentelė
Histamino nustatymas	2-8°C arba < -18°C	1 mėginį sudaro 9 tiriamieji vienetai, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 100 g. Fasuotų produktų - 9 vienetai.	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas	Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 1.27
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg; ne mažiau 500 g. (brangiai kainuojančios žuvies)	Polietileninis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					28.2 p., 37 - 43 p.

GYVOS, ŠVIEŽIOS, ATŠALDYTOS, SUŠALDYTOS (ĮSKAITANT FILĖ), SŪDYTOS, SŪDYTOS SU PRIESKONIAIS, MARINUOTOS, VYTINTOS, DŽIOVINTOS IR RŪKYTOS ŽUVYS, FARŠAS, ŠVIEŽI, ATŠALDYTI, VYTINTI IR RŪKYTI ŽUVŲ PRODUKTAI, PASTOS, IKRAI					
Cheminiai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 250 g; ikrai – ne mažiau 100 g.	Tinkama tokios rūšies produktui		Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 3, 5 ir 6 dalys; Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo E dalies 09 kategorija
Histamino nustatymas	2-8°C arba < -18°C	1 mėginį sudaro 9 tiriamieji vienetai, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 100 g. Fasuotų produktų - 9 vienetai.	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas	Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 1.26 p., 1.27
Policiklinių aromatinių angliavandenių nustatymas (benzo(a)pirenas, benz(a)antracenas benzo(b)fluorantenas ir chrizenas). Rūkyti produktai	2-8°C	Ne mažiau 500 g.	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas	Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 6 dalis 6.1.5 ir 6.1.6
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg; ne mažiau 500 g. (brangiai kainuojančios žuvies); ne mažiau 250 g (ikrai)	Polietileninis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					28.2, 28.3 p.
KULINARIJOS GAMINIAI					
Cheminiai tyrimai		Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 200 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas	
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg;	Polietileninis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					28.4.1 p., 37 - 43 p.

VANDUO (Oficiali kontrolė)					
GERIAMASIS VANDUO					
Toksiškieji elementai ir mikroelementai (Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Hg, La, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Sn, Sb, Se, Sr, Th, Tl, U, V, Zn) – ICP-MS metodu	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 0,5 l	Rekomenduojama mėginį konservuoti (parūgštinti konc. azoto rūgštimi), kad pH būtų nuo 1 iki 2. P.vz. konservavimui reikia įpilti 5 ml azoto rūgšties į 0,5 L talpos indą su vandeniu. Nesant galimybei mėginį parūgštinti, mėginį reikia pristatyti į laboratoriją kiek įmanoma greičiau.	Rekomenduojamas paėmimas ir pristatymas tą pačią dieną iki 12 val.	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-3
Manganas atominės absorbcijos metodu	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 0,5 l	Rekomenduojama mėginį konservuoti (parūgštinti konc. azoto rūgštimi), kad pH būtų nuo 1 iki 2. P.vz. konservavimui reikia įpilti 10 ml azoto rūgšties į 1 L talpos indą su vandeniu. Nesant galimybei mėginį parūgštinti, mėginį reikia pristatyti į laboratoriją kiek įmanoma greičiau.	Rekomenduojamas paėmimas ir pristatymas tą pačią dieną iki 12 val.	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-3
Kalis, natris atominės absorbcijos metodu	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 0,5 l	Mėginys privalo būti pristatytas į laboratoriją kiek galima greičiau.	Rekomenduojamas paėmimas ir pristatymas tą pačią dieną iki 12 val.	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-3
Bendroji geležis	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 0,5 l	Tara tinkama laikyti vandenį, tik pilnai užpildyta tara iki viršaus. Mėginys privalo būti pristatytas į laboratoriją kiek galima greičiau.	Rekomenduojamas paėmimas ir pristatymas tą pačią dieną iki 12 val.	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-3

KSF 7.4.1-1 Rekomendacijos mėginių priėmimui (1.2)

Geležis (II), geležis (III)	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 0,5 l	Būtinai konservavimas konc. H ₂ SO ₄ . 5 ml rūgšties pilama į 0,5 L talpą su vandeniu.	Laboratorijos darbo laiku	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-3
Lakių chlorintų angliavandenilių nustatymui	2-8°C, negalima šaldyti	2 x 250 ml tamsaus stiklo buteliukai su konservantu. Tarą ir konservantą išduoda Institutas.	Mėginiai konservuojami natrio tiosulfatu (Na ₂ S ₂ O ₃ ×5H ₂ O). Keli kristalai (3–5) mg natrio tiosulfato įdedami į indą po to, kai indas praskalaujamas vandeniu, kurio mėginys imamas. Jei indas neskaldijamas, kristalai (3–5) mg natrio tiosulfato įdedami į indą prieš mėginio paėmimą. <u>Imant mėginį, svarbu, kad buteliuke neliktų jokio oro tarpo.</u>	Rekomenduojamas paėmimas ir pristatymas tą pačią dieną iki 12 val.	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-3 <u>Didžiausia laikymo trukmė – 48 val.</u>
Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių	2-8°C, negalima šaldyti	2 x 250 ml tamsaus stiklo buteliukai su šlifiniu kamščiu	Tarą išduoda Institutas.	Rekomenduojamas paėmimas ir pristatymas tą pačią dieną iki 12 val.	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-3
Chlororganiniai pesticidai ir PCB	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 1 l	Tamsaus stiklo 1 l butelis su užsukamu dangteliu su PTFE įdėklų.	Rekomenduojamas paėmimas ir pristatymas tą pačią dieną iki 12 val.	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-3 <u>Didžiausia laikymo trukmė – 24 val.</u>
Anglies dvideginis	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 0,5 l	Tara tinkama laikyti vandenį, tik pilnai užpildyta tara iki viršaus.	Paėmimas ir pristatymas tą pačią dieną iki 12 val.	
pH	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 0,5 l	Tara tinkama laikyti vandenį, tik pilnai užpildyta tara iki viršaus.	Paėmimas ir pristatymas tą pačią dieną iki 12 val.	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-3 <u>Didžiausia laikymo trukmė – 24 val.</u>

KSF 7.4.1-1 Rekomendacijos mėginių priėmimui (1.2)

Drumstumas	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 0,5 l	Tara tinkama laikyti vandenį, tik pilnai užpildyta tara iki viršaus.	Paėmimas ir pristatymas tą pačią dieną iki 12 val.	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-3 <u>Didžiausia laikymo trukmė – 24 val.</u>
Savitasis elektrinis laidis	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 0,5 l	Tara tinkama laikyti vandenį, tik pilnai užpildyta tara iki viršaus.	Paėmimas ir pristatymas tą pačią dieną iki 12 val.	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-3 <u>Didžiausia laikymo trukmė – 24 val.</u>
Nitritai	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 0,5 l	Vandens mėginiai supilami į švarius plastikinius/stiklinius butelius su hermetiškais kamščiais.	Paėmimas ir pristatymas tą pačią dieną iki 12 val.	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-3 <u>Didžiausia laikymo trukmė – 24 val.</u>
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 2 l	PET butelis su hermetišku kamščiu. Butelis turi būti pripildyti iki viršaus be oro tarpo ir sandarūs, kad neišgaruotų. Vandens mėginius konservuoti nereikia.	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.453542/asr 35.5 p, 37 - 43 p. HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-1, LST EN ISO 5667-2, LST ISO 9698
Kiti cheminiai tyrimai	2-8°C, negalima šaldyti	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, bet ne mažiau 0,5 l	Tara tinkama laikyti vandenį, tik pilnai užpildyta tara iki viršaus.	Laboratorijos darbo laiku	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-3
FASUOTAS VANDUO, NATŪRALUS MINERALINIS, MINERALIZUOTAS, STALO VANDUO					
Anglies dvideginis	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 2 vnt.	Originali pakuotė	Laboratorijos darbo laiku	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.
Cheminiai tyrimai	2-8°C, negalima šaldyti	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 500 ml	Originali pakuotė	Laboratorijos darbo laiku	HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-3

Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 2 l	Originali pakuotė	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr 35.5 p., 37 - 43 p. HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 5667-1, LST EN ISO 5667-2, LST ISO 9698
ALKOHOLIO PRODUKTAI (Oficiali kontrolė)					
ETILO ALKOHOLIS, DEGTINĖ, VISKIS, TRAUKTINĖ, DŽINAS, ROMAS, LIKERIS, BRENDIS, KONJAKAS, VYNAS, APERITYVAS, KOKTEILIAI IR KITI ALKOHOLINIAI GĖRIMAI					
Cheminiai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 700 ml	Originali pakuotė	Darbo valandomis	
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 2 l	Originali pakuotė	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr 35.5 p., 37 - 43 p.
ALUS					
Cheminiai tyrimai	2-8°C	Ne mažiau 0,5 l. Jei reikalinga analizuoti kelis parametrus, tada ne mažiau 1 l	Mėginiui tinkama tara	Darbo valandomis	
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 2 l	Originali pakuotė	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr 35.5 p., 37 - 43 p.
NEALKOHOLINIAI GĖRIMAI (Oficiali kontrolė)					
NELKOHOLINIAI GĖRIMAI, SULTYS					
Cheminiai tyrimai	2-8°C, aplinkos temp	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 500 ml	Originali pakuotė	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas	
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 2 l	Originali pakuotė	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr 35.5 p., 37 - 43 p.
AUGALINIAI PRODUKTAI (Oficiali kontrolė)					
GRYBAI					
Cheminiai tyrimai	2-8°C , < -18°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 350 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Dėl maistingumo tyrimų Reglamento (EB) Nr. 1129/2011

Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Mėginių skaičius priklauso nuo siuntos masės, mėginio svoris ne mažiau 1 kg (importas)	Originali pakuotė arba polietileninis/ popierinis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					31.1 – 31.3, 31 ¹ .4 p., 37 - 43 p.
DARŽOVĖS (ŠVIEŽIOS, ŠALDYTOS)					
Cheminiai tyrimai	2-8°C, < -18°C arba aplinkos temperatūra	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 500 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Dėl maistingumo tyrimų Reglamento (EB) Nr. 1129/2011
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Mėginių skaičius priklauso nuo siuntos svorio, mėginio svoris ne mažiau 1 kg (importas)	Originali pakuotė arba polietileninis/ popierinis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					31.1 – 31.3, 31 ¹ .4 p., 37 - 43 p.
VAISIAI, UOGOS (ŠVIEŽŪS, ŠALDYTI)					
Cheminiai tyrimai	2-8°C, < -18°C arba aplinkos temperatūra	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 500 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas.	
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Mėginių skaičius priklauso nuo siuntos masės, mėginio svoris ne mažiau 1 kg (importas)	Originali pakuotė arba polietileninis/ popierinis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					31.1 – 31.3, 31 ¹ .4 p., 37 - 43 p.
DŽIOVINTI VAISIAI, UOGOS, GRYBAI					
Cheminiai tyrimai		Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 350 g (išskyrus importą)	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas	Importui (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 178/2010 ir (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 401/2006) ir kiti teisės aktai.
RIEŠUTAI					
Cheminiai tyrimai		Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 350 g (išskyrus importą)	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas.	Importui (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 178/2010 ir (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 401/2006) ir kiti teisės aktai.
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg	Originali pakuotė arba polietileninis/ popierinis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					32.2 p., 37 - 43 p.

GRŪDAI, GRŪDŲ PRODUKTAI (MILTAI, KRUOPOS, DRIBSNIAI IR KITI)					
Cheminiai tyrimai		Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 350 g (išskyrus importą)	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas	Importui (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 178/2010 ir (Komisijos reglamentas (EB) Nr.401/2006) ir kiti teisės aktai
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg	Originali pakuotė arba polietileninis/ popierinis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr 32.2 p., 37 - 43 p.
KAVA (MALTA, TIRPLI, KAVOS PUPELĖS, KAVOS GĖRIMAI)					
Cheminiai tyrimai		Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 200 g (išskyrus importą)	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas.	Importui (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 178/2010 ir (Komisijos reglamentas (EB) Nr.401/2006) ir kiti teisės aktai
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 500 g	Originali pakuotė arba polietileninis/ popierinis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr 35.2 p., 37 - 43 p.
ARBATA					
Cheminiai tyrimai		Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 250 g (išskyrus importą)	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas.	Importui (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 178/2010 ir (Komisijos reglamentas (EB) Nr.401/2006) ir kiti teisės aktai
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 500 g	Originali pakuotė arba polietileninis/ popierinis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr 35.2 p., 37 - 43 p.
PRIESKONIAI					
Cheminiai tyrimai		Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 200 g (išskyrus importą)	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas.	Importui (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 178/2010 ir (Komisijos reglamentas (EB) Nr.401/2006) ir kiti teisės aktai

Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 500 g	Originali pakuotė arba polietileninis/ popierinis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					35.2 p., 37 - 43 p.
MEDUS (Oficiali kontrolė)					
MEDUS					
Cheminiai tyrimai	iki 20°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 200 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Tarybos direktyva 2014/53/ES Dėl maistingumo tyrimų Reglamento (EB) Nr. 1129/2011
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg	Originali pakuotė arba PET/ stiklinis indas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					29.6 p., 37 - 43 p.
KONDITERIJOS GAMINIAI (Oficiali kontrolė)					
ŠOKOLADAS, SALDAINIAI, DRAŽĖ, PASTILĖS, ZEFYRAI, MARMELODAS, SAUSAINIAI, MEDUOLIAI, SPRAGĖSIAI, BISKVITAI, VAFLIAI, KAKARĖLĖS MASĖS, KREMAI, ĮDARAI, ŽELĖ, KITI KONDITERIJOS PUSGAMINIAI IR GAMINIAI					
Cheminiai tyrimai	2-8°C, < -18°C arba aplinkos temperatūra	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 250 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	Dėl maistingumo tyrimų Reglamento (EB) Nr. 1129/2011
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg	Originali pakuotė arba polietileninis/ popierinis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					35.2, 35.4 p., 37 - 43 p.
MAISTO PAPILDAI (Oficiali kontrolė)					
TABLETĖS, KAPLETĖS, ŽIRNELIAI, MILTELIAI, SKYSTI IR KITI					
Cheminiai tyrimai		Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 100 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis, svarbus produkto galiojimo laikas.	

Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 100 g; (importas)	Originali pakuotė	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.344330?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=78ef4009-e08f-45fe-a36b-eefdd8ec6b64
PAŠARAI (Oficiali kontrolė)					
Cheminiai tyrimai	2-8°C, arba aplinkos temperatūra	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, vienam rodikliui ne mažiau 500 g	Tinkama tokios rūšies produktui	Laboratorijos darbo valandomis (kuo greičiau nuo paėmimo, svarbus produkto galiojimo laikas, tiriamų analizių stabilumas)	
Radiologiniai tyrimai	Nėra įtakos	Ne mažiau 1 kg	Originali pakuotė arba polietileninis/popierinis maišas	Darbo valandomis	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/t/TAD/TAIS.453542/asr
					33.1-33.4 p., 37 - 43 p.
PAVIRŠINIS VANDUO					
Cheminiai tyrimai	2-8°C	5 l vandens	Tara tinkama laikyti vandenį, tik pilnai užpildyta tara iki viršaus.	Paėmimas ir pristatymas tą pačią dieną iki 11 val.	
MOLEKULINĖS BIOLOGIJOS IR GMO TYRIMAI					
Tiriamieji parametrai arba tyrimai	Mėginio transportavimo / priėmimo temperatūra	Mėginio masė	Tara, įpakavimas (kur reikalinga)	Pristatymo į laboratoriją laikas	Pastabos
PIENAS IR PIENO PRODUKTAI (Oficiali kontrolė)					
ŽALIAVINIS PIENAS					
DNR nustatymas	Pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C arba < -18°C, arba kambario temperatūra	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		

GMO tyrimai	Pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C arba < -18°C, arba kambario temperatūra	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
RAUGINTI PIENO PRODUKTAI (GRIETINĖ, KEFYRAS, RŪGPIENIS, JOGURTAS, KITI PIENO GĖRIMAI)					
GMO tyrimai	Pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C arba < -18°C, arba kambario temperatūra	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
SUTIRŠTINTAS PIENAS, SALDINTAS SUTIRŠTINTAS PIENAS, PIENO KONCENTRATAI IR PASTERIZUOTI KONCENTRATAI					
GMO tyrimai	Pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C arba kambario temperatūra	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
VALGOMIEJI LEDAI IR PUSIAU GATAVI LEDŲ GAMINIAI					
GMO tyrimai	< -18°C	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
SAUSAS PIENAS IR SAUSO PIENO PRODUKTAI					
GMO tyrimai	Aplinkos temperatūra	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
DNR tyrimai	Aplinkos temperatūra	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
SŪRIAI (FERMENTINIAI, LYDYTI, PELĖSINIAI), SŪRIO PRODUKTAI					
DNR nustatymas	Pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C arba kambario temperatūra	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
GMO tyrimai	Pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C arba < -18°C, arba kambario temperatūra	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		

Corona viruso nustatymas	Pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C arba kambario temperatūra	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
VARŠKĖ IR VARŠKĖS PRODUKTAI					
GMO tyrimai	Pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
DNR tyrimai	Pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
GALVIJAI, KIAULĖS, ARKLIJAI, AVYS IR OŽKOS (Oficiali kontrolė)					
MĖSOS PRODUKTAI, SMULKINTA MĖSA IR PUSGAMINIAI					
DNR nustatymui	Pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C arba kambario temperatūra	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
GMO tyrimai	Pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C arba < -18°C, arba kambario temperatūra	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
VTEC tyrimai	Pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C arba < -18°C, arba kambario temperatūra, jei tyrimas turi būti atliekamas atšaldytoje ar šviežioje mėsoje, tai mėginys taip ir turi būti pristatytas, negali būti užšaldomas.	Ne mažiau 325 g	Nepažeista pakuotė	Kiek įmanoma greičiau, nurodyti galiojimo terminą	

Virusų DNR/RNR nustatymas	2-8°C	200g-500g	Nepažeista pakuotė		
KRAUJAS					
Virusų DNR/RNR nustatymas	2-8°C	Mėgintuvėlis	Mėgintuvėlis su EDTA		
LAUKINĖ FAUNA, TRIUŠIAI, FERMOSE AUGINAMI LAUKINIAI GYVŪNAI (Oficiali)					
MĖSA (RAUMUO), MĖSOS PRODUKTAI					
DNR nustatymas	2-8°C	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
Virusų DNR/RNR nustatymas	2-8°C	200g-500g, kraujas	Nepažeista pakuotė, mėgintuvėlis su EDTA		
PAUKŠTIENA					
PAUKŠTIENA, PAUKŠTIENOS PRODUKTAI, PUSGAMINIAI					
DNR nustatymui	pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C arba kambario temperatūra	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
GMO tyrimai	pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C arba < -18°C, arba kambario temperatūra	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
Virusų (paukščių gripo) RNR nustatymas	2-8°C	Ne mažiau 500 g			
KRAUJAS					
Virusų (paukščių gripo) RNR nustatymas	2-8°C	Mėgintuvėlis	Mėgintuvėlis su EDTA		
ŽUVYS IR JŲ PRODUKTAI					
ŽUVYS					
Virusų (Koi Herpes, Infekcinės lašišų anemijos) nustatymas	2-8°C	Gyva žuvis			
Noro viruso nustatymas	2-8°C arba < -18°C	Ne mažiau 8 vnt (gyvos arba užšaldytos)			
Žuvies rūšies identifikavimas	2-8°C	Ne mažiau 500 g			

GYVOS, ŠVIEŽIOS, ATŠALDYTOS, SUŠALDYTOS (ĮSKAITANT FILĖ), SŪDYTOS, SŪDYTOS SU PRIESKONIAIS, MARINUOTOS, VYTINTOS, DŽIOVINTOS IR RŪKYTOS ŽUVYS, FARŠAS, ŠVIEŽI, ATŠALDYTI, VYTINTI IR RŪKYTI ŽUVŲ PRODUKTAI, PASTOS, IKRAI					
Virusų (Koi Herpes, Infekcinės lašišų anemijos) nustatymas	2-8°C	Gyva žuvis			
Žuvies rūšies identifikavimas	2-8°C	Ne mažiau 500 g			Nustatoma tik iš grynos žuvies, ne žuvies produktų
AUGALINIAI PRODUKTAI (Oficiali kontrolė)					
VAISIAI, UOGOS (ŠVIEŽŪS, ŠALDYTI)					
Šalytos uogos Noro ir/ar hepatito A virusui nustatyti	<-18°C	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė	Kiek įmanoma greičiau, nurodyti galiojimo terminą	
GMO tyrimai	Pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C arba < -18°C	Ne mažiau 500 g	Nepažeista pakuotė		
KONDITERIJOS GAMINIAI (Oficiali kontrolė)					
ŠOKOLADAS, SALDAINIAI, DRAŽĖ, PASTILĖS, ZEFYRAI, MARMELADAS, SAUSAINIAI, MEDUOLIAI, SPRAGĖSIAI, BISKVITAI, VAFLIAI, KARAMELINĖS MASĖS, KREMAI, ĮDARAI, ŽELĖ, KITI KONDITERIJOS PUSGAMINIAI IR GAMINIAI					
GMO tyrimai	Pagal produkto laikymo reikalavimus 2-8°C arba < -18°C, arba aplinkos temperatūra	Ne mažiau 1 kg, Originalios pakuotės nepažeistos	Nepažeista pakuotė		
PAŠARAI (Oficiali kontrolė)					
GMO nustatymas	Kambario temperatūra	Ne mažiau 700 g			
DNR nustatymas	Kambario temperatūra	Ne mažiau 700 g			
MAISTO PRODUKTŲ MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI					
Tiriamieji parametrai arba tyrimai	Mėginio transportavimo / priėmimo temperatūra	Mėginio masė	Tara, įpakavimas (kur reikalinga)	Pristatymo į laboratoriją laikas	Pastabos

PIENAS IR PIENO PRODUKTAI (Oficiali kontrolė)					
ŽALIAVINIS PIENAS					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C	1 mėginį sudaro 5 tiriamieji vienetai, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 50 g. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			Reglamento (EB) Nr. 853/2004, III priedo, IX skirsnio I skyriaus III 3 a) i) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 patvirtintų Pieno supirkimo taisyklių 48 p. LST EN ISO 7218, p. 9.2
RAUGINTI PIENO PRODUKTAI (GRIETINĖ, KEFYRAS, RŪGPIENIS, JOGURTAS, KITI PIENO GĖRIMAI)					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C	1 mėginį sudaro 5 tiriamieji vienetai, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 50 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 1.2, 1.11-1.13, 2.2.1, 2.2.4, 2.2.6-2.2.8 p.; LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	2-8°C	Ne mažiau 0,5 l			
PASTERIZUOTAS PIENAS, UAT PIENAS IR PASTERIZUOTI SKYSTI PIENO PRODUKTAI ORIGINALIOJE, NEATIDARYTOJE PAKUOTĖJE (UAT pienas – 3-5 sekundes ultra aukštoje temperatūroje - (135-140)°C - kaitintas, atvėsintas ir išpilstytas į aseptines daugiasluoksnes pakuotes pienas)					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C	1 mėginį sudaro 5 tiriamieji vienetai, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 50 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			Reglamentas 2073/2005 I priedas, 1.2, 1.11 LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	2-8°C	Ne mažiau 0,5 l	Originali pakuotė		

SUTIRŠTINTAS PIENAS, SALDINTAS SUTIRŠTINTAS PIENAS, PIENO KONCENTRATAI IR PASTERIZUOTI KONCENTRATAI					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C	Tiriamąjį vieneto svoris ne mažiau 50 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	Nėra įtakos	Ne mažiau 250 g			
VALGOMIEJI LEDAI IR PUSIAU GATAVI LEDŲ GAMINIAI					
Mikrobiologiniai tyrimai	< -18°C	Tiriamąjį vieneto svoris ne mažiau 50 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	< -18°C	Ne mažiau 500 g arba 7 vnt.			
SAUSAS PIENAS IR SAUSO PIENO PRODUKTAI					
Mikrobiologiniai tyrimai	Aplinkos temperatūra	Tiriamąjį vieneto svoris ne mažiau 50 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	Aplinkos temperatūra	Ne mažiau 250 g			

SVIESTAS					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C	Tiriamąjį vieneto svoris ne mažiau 50 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	2-8°C	Ne mažiau 200 g			
MARGARINAS, TEPIEJI RIEBALAI, RIEBALŲ PRODUKTAI, ALIEJAI					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C	Tiriamąjį vieneto svoris ne mažiau 50 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	2-8°C	Ne mažiau 350 g (alyvuogių aliejus - originali pakuotė ne mažiau 750 ml)			
SŪRIAI (FERMENTINIAI, LYDYTI, PELĖSINIAI), SŪRIO PRODUKTAI					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C	Tiriamąjį vieneto svoris ne mažiau 50 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	2-8°C	Ne mažiau 350 g			

VARŠKĖ IR VARŠKĖS PRODUKTAI					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C	Tiriamąjį vieneto svoris ne mažiau 50 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	2-8°C	Ne mažiau 500 g			
KIAUŠINIAI (Oficiali kontrolė)					
KIAUŠINIAI					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C /aplinkos temperatūra	1 mėginį sudaro 5 tiriamieji vienetai, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 50 g. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 1.14 LST EN ISO 7218, p. 9.2 Nurodyti tyrimą atlikti su lukštu ar be lukšto.
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C, < -18°C, aplinkos temperatūra	1 mėginį sudaro 5 tiriamieji vienetai, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 50 g. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 II priedo 2.3.1 LST EN ISO 7218, p. 9.2
GALVIJAI, KIAULĖS, ARKLIAI, AVYS IR OŽKOS (Oficiali kontrolė)					
MĖSA (RAUMUO)					
Trichinelų aptikimas virškinimo metodu	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 40 g (gryno raumeninio audinio, be plėvių, kaulų, riebalų)			LST EN ISO 18743:2016/A1:2023

KSF 7.4.1-1 Rekomendacijos mėginių priėmimui (1.2)

Skerdenų mėginiai (ardomuoju metodu)	1-8°C	4x 5= 20 cm ²			Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 2.1.1 - 2.1.2 p. Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 2.1.3 - 2.1.4 p. (2) LST EN ISO 7218, p. 9.2 LST ISO 17604, p. 8
Skerdenų mėginiai (šiurkščios kempinėšės metodas)	1-8°C	Ne mažiau 400 cm ²			LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	1-8°C arba < - 18°C	Ne mažiau 500 g			
MĖSOS PRODUKTAI, SMULKINTA MĖSA IR PUSGAMINIAI					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C	1 mėginį sudaro 5 tiriamieji vienetai, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 50 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 1 skyriaus 1.2 p.; Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 1.5 - 1.6 p. LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	2-8°C	Ne mažiau 500 g			
LAUKINĖ FAUNA, TRIUŠIAI, FERMOSE AUGINAMI LAUKINIAI GYVŪNAI (Oficiali kontrolė)					
MĖSA (RAUMUO), MĖSOS PRODUKTAI					
Trichinelų aptikimas	2-8°C, nešaldoma	Ne mažiau 40 g (gryno raumeninio audinio, be plėvių, kaulų, riebalų)			LST EN ISO 7218, p. 9.2 LST EN ISO 18743

PAUKŠTIENA (Oficiali kontrolė)					
PAUKŠTIENA, PAUKŠTIENOS PRODUKTAI, PUSGAMINIAI					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	1 mėginį sudaro 5 tiriamieji vienetai, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 50 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 2.1.5 ir 2.1.9 p.; LST EN ISO 7218, p. 9.2
Jusliniai rodikliai	2-8°C	Ne mažiau 500 g			
ŽUVYS IR JŲ PRODUKTAI (Oficiali kontrolė)					
ŽUVYS					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	1 mėginį sudaro 5 tiriamieji vienetai, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 50 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 1.2 ir 1.26 p. LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	2-8°C arba < -18°C	Ne mažiau 500 g			
GYVOS, ŠVIEŽIOS, ATŠALDYTOS, SUŠALDYTOS (ĮSKAITANT FILĖ), SŪDYTOS, SŪDYTOS SU PRIESKONIAIS, MARINUOTOS, VYTINTOS, DŽIOVINTOS IR RŪKYTOS ŽUVYS, FARŠAS, ŠVIEŽI, ATŠALDYTI, VYTINTI IR RŪKYTI ŽUVŲ PRODUKTAI, PASTOS, IKRAI					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C arba < -18°C	1 mėginį sudaro 5 tiriamieji vienetai, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 50 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 1.2, 1.16 LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	2-8°C arba < -18°C	Ne mažiau 500 g Ne mažiau 100 g (ikrai)			

KULINARIJOS GAMINIAI					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C	1 mėginį sudaro 5 tiriamieji vienetai, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 50 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai. (Jei mikrobiologinių tyrimų daugiau nei 3, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau kaip 100 g)			Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 1.2, II priedo 2.1.8 p. LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	2-8°C	Ne mažiau 500 g			
VANDUO (Oficiali kontrolė)					
GERIAMASIS VANDUO					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 400 ml, sterilioje taroje	Sterili 500 ml tara. Išduoda Institutas.		HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 19458, p.5.1 <u>Didžiausia laikymo trukmė iki 48 val.</u>
Legionella nustatymui	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 1000 ml, sterilioje taroje	Sterili 1000 ml tara. Išduoda Institutas.		HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 19458, p.5.1 <u>Didžiausia laikymo trukmė iki 48 val.</u>
Salmonella nustatymui	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 1000 ml, sterilioje taroje	Sterili 1000 ml tara. Išduoda Institutas.		HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 19458, p.5.1 <u>Didžiausia laikymo trukmė iki 48 val.</u>
Juslinė analizė (skonio ir kvapo <u>slenkstis</u>)	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 2,0 l	Tarą gali išduoti Institutas		HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. <u>Didžiausia laikymo trukmė iki 24 val.</u>
Juslinė analizė (skonis ir/arba kvapas)	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 1,0 l	Tarą gali išduoti Institutas		HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. <u>Didžiausia laikymo trukmė iki 24 val.</u>
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 400 ml, sterilioje taroje	Sterili 500 ml tara. Išduoda Institutas.		HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. LST EN ISO 19458, p.5.1 <u>Didžiausia laikymo trukmė iki 48 val.</u>

FASUOTAS VANDUO, NATŪRALUS MINERALINIS, MINERALIZUOTAS, STALO VANDUO					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 250 ml	Originali pakuotė		HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.
Juslinė analizė	2-8°C, negalima šaldyti	Ne mažiau 500 ml	Originali pakuotė		HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.
NEALKOHOLINIAI GĖRIMAI (Oficiali kontrolė)					
Juslinė analizė		Ne mažiau 250 ml	Originali pakuotė		
AUGALINIAI PRODUKTAI (Oficiali kontrolė)					
GRYBAI					
Juslinė analizė	2-8°C	Ne mažiau 500 g			
DARŽOVĖS (ŠVIEŽIOS, ŠALDYTOS)					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C, <-18°C arba aplinkos temperatūra	1 mėginį sudaro 5 tiriamieji vienetai, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 100 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai.			Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 1.2, II priedo 2.5.1 p.; 2.5.2 p. LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	2-8°C, <-18°C arba aplinkos temperatūra	Ne mažiau 350 g			
VAISIAI, UOGOS (ŠVIEŽŪS, ŠALDYTI)					
Mikrobiologiniai tyrimai	2-8°C, <-18°C arba aplinkos temperatūra	1 mėginį sudaro 5 tiriamieji vienetai, tiriamojo vieneto svoris ne mažiau 100 g. Fasuotų produktų - 5 vienetai.			Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 1.2, II priedo 2.5.1 p.; 2.5.2 p. LST EN ISO 7218, p. 9.2
Juslinė analizė	2-8°C, <-18°C arba aplinkos temperatūra	Ne mažiau 500 g			
DŽIOVINTI VAISIAI, UOGOS, GRYBAI					
Parazitologiniai tyrimai		Ne mažiau 1 kg (aruodinių kenkėjų nustatymui)			
Juslinė analizė		Ne mažiau 350 g (grybai - ne mažiau 100 g)			
RIEŠUTAI					
Parazitologiniai tyrimai		Ne mažiau 1 kg (aruodinių kenkėjų nustatymui)			
Juslinė analizė		Ne mažiau 500 g			

GRŪDAI, GRŪDŲ PRODUKTAI (MILTAI, KRUOPOS, DRIBSNIAI IR KITI)					
Parazitologiniai tyrimai		Ne mažiau 1 kg (aruodinių kenkėjų nustatymui)			
Juslinė analizė		Ne mažiau 500 g			
KAVA (MALTA, TIRPI, KAVOS PUPELĖS, KAVOS GĖRIMAI)					
Juslinė analizė		Ne mažiau 200 g			
ARBATA					
Mikrobiologiniai tyrimai		Ne mažiau 200 g (apšvitinimui nustatyti)			
Juslinė analizė		Ne mažiau 200 g			
PRIESKONIAI					
Mikrobiologiniai tyrimai		Ne mažiau 200 g (apšvitinimui nustatyti)			
Juslinė analizė		Ne mažiau 200 g			
MEDUS (Oficiali kontrolė)					
MEDUS					
Mikrobiologiniai tyrimai		Ne mažiau 100 g			
Juslinė analizė		Ne mažiau 200 g			
KONDITERIJOS GAMINIAI (Oficiali kontrolė)					
ŠOKOLADAS, SALDAINIAI, DRAŽĖ, PASTILĖS, ZEFYRAI, MARMELADAS, SAUSAINIAI, MEDUOLIAI, SPRAGĖSIAI, BISKVITAI, VAFLIAI, KARAMELINĖS MASĖS, KREMAI, ĮDARAI, ŽELĖ, KITI KONDITERIJOS PUSGAMINIAI IR GAMINIAI					
Parazitologiniai tyrimai		Ne mažiau 1 kg (aruodinių kenkėjų nustatymui)			
Juslinė analizė		Ne mažiau 250 g			
MAISTO PAPILDAI (Oficiali kontrolė)					
TABLETĖS, KAPLETĖS, ŽIRNELIAI, MILTELIAI, SKYSTI IR KITI					
Mikrobiologiniai tyrimai		Ne mažiau 200 g (apšvitinimui nustatyti)			
PATOLOGINIAI ANATOMINIAI IR HISTOLOGINIAI TYRIMAI					
Tiriamieji parametrai arba tyrimai	Mėginio transportavimo / priėmimo temperatūra	Mėginio masė	Tara, įpakavimas (kur reikalinga)	Pristatymo į laboratoriją laikas	Pastabos
PAŠARAI (Oficiali kontrolė)					
PAŠARAI					
Gyvūninių sudedamųjų dalių (sausumos stuburinių, žuvų, sausumos bestuburių) nustatymas	Aplinkos	Ne mažiau 500 g			

ŽUVYS (Oficiali kontrolė)					
ŽUVYS					
Patologinis anatomicinis tyrimas	Esant gyvoms žuvims, žuvų mėginys gabenamas aplinkos temperatūros vandenyje, prisotintame deguonies. Esant gaišusioms žuvims, žuvys gabenamos ant ledo.	Visa žuvis	Esant gyvoms žuvims, žuvys gabenamos plastikiniame maiše, pripildytame deguonies, aplinkos temperatūroje. Esant gaišusioms žuvims, žuvys gabenamos ant ledo.	Žuvų mėginys lab. tyrimams pristatomas per 2 - 6 val. nuo mėginio paėmimo laiko.	Negalima užšaldyti, tik atvėsinti.
GYVŪNAI IR GYVŪNŲ AUDINIAI (Oficiali kontrolė)					
LAPIŲ, USŪRINIŲ ŠUNŲ GAIŠENOS					
Vakcinacijos nuo pasiutligės efektyvumo įvertinimas - Tetraciklino žymens aptikimas			Sandarus plastikinis maišas		Apatinis žandikaulis turi būti sveikas (nesutraišytas). Gaišena negali būti mumifikuota ir/arba autolizuota.
SMEGENYS					
USE tyrimai - PrP nustatymas HE ir IHC metodais	2-8 °C	Visas smegenų kamienas, susidedantis iš vidurinių smegenų, kaudalinių smegenėlių kojyčių, sklendės, avims, ožkoms ir smegenėlės.	Vienkartinis mėginių indelis su formalinu	Be formalino pristatyti per 12 val. nurodytoje temperatūroje (2-8 °C). Esant ilgesniam mėginio pristatymo laikui - patalpinti į 10 % neutralaus buferinio formalino tirpalą.	Negalima užšaldyti.
USE tyrimai - Prp (Priono baltymo) nustatymas Bio-Rad greituojų metodu	2-8°C arba < -18°C	Smegenų kamienas. > 1,5 g	Vienkartinis mėginių indelis		
GYVŪNŲ AUDINIAI, ORGANAI					
Iš gyvūno audinio/organo histologinio hematoksilino-eozino preparato paruošimas ir vertinimas	2-8 °C		Vienkartinis mėginių indelis su formalinu	Be formalino pristatyti per 12 val. nurodytoje temperatūroje (2-8 °C). Esant ilgesniam mėginio pristatymo laikui - patalpinti į 10 % neutralaus buferinio formalino tirpalą.	Negalima užšaldyti.

Gaišenos patologinis anatomicinis tyrimas	Sandariai supakuota, kaip galima greičiau ir kuo šviežesnė. Jei nėra galimybės pristatyti iš karto, gaišena laikoma - (6±4°C) temperatūroje	Visa gaišena.	Sandarus įpakavimas.	Jei įmanoma kuo greičiau. Jei nėra galimybės pristatyti iš karto, gaišena laikoma - (6±4°C) temperatūroje.	
Galvijo tuberkuliozės tyrimas mikroskopijos metodu	2-8 °C	Visas pažeistas limfinis mazgas ir/arba parenchiminis organas.	Vienkartinis mėginių indelis su formalinu.	Be formalino pristatyti per 12 val. nurodytoje temperatūroje (2-8 °C). Esant ilgesniam mėginio pristatymo laikui - patalpinti į 10 % neutralaus buferinio formalino tirpalą.	Negalima užšaldyti.
SEROLOGINIAI TYRIMAI					
Tiriamieji parametrai arba tyrimai	Mėginio transportavimo / priėmimo temperatūra	Mėginio masė	Tara, įpakavimas (kur reikalinga)	Pristatymo į laboratoriją laikas	Pastabos
GYVŪNŲ KŪNO SKYSČIAI (Oficiali kontrolė ir savikontrolė)					
KRAUJO SERUMO MĖGINIAI, PLAZMA					
Serologiniai tyrimai (antikūnų arba antigenų aptikimas)	2-8°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, bet ne mažiau 1 ml serumo	Stiklo arba plastiko mėgintuvėliai, skirti kraujo mėginių paėmimui, be konservantų, bet galimybė su kraujo krešėjimo aktyvatoriais	24-72 valandos	Laboratorijoje 2-8°C temperatūroje saugojimas iki 72 valandų.
KRAUJO SERUMAS, PLAZMA					
Serologiniai tyrimai (antikūnų arba antigenų aptikimas)	2-8°C Kraujo serumas ar plazma, atskirti nuo krešulio ir supilti į atskirą mėgintuvėlį gali būti transportuojami (-20)°C temperatūroje	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, bet ne mažiau 1 ml serumo	Stiklo arba plastiko mėgintuvėliai, skirti kraujo mėginių paėmimui, be konservantų, bet galimybė su kraujo krešėjimo aktyvatoriais	Nuo 1 iki 7 dienų	Laboratorijoje 2-8°C temperatūroje saugojimas iki 7 dienų, o (-20)°C temperatūroje, - vieną mėnesį ir ilgiau.

PIENO MĖGINIAI					
Serologiniai tyrimai (antikūnų arba antigenų aptikimas)	2-8°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, bet ne mažiau 1 ml pieno	Stiklo arba plastiko mėgintuvėliai, sterilūs plastiko indeliai	24 valandos	Laboratorijoje 2-8°C temperatūroje saugojimas iki 48 valandų.
KONSERVUOTI PIENO MĖGINIAI					
Serologiniai tyrimai (antikūnų arba antigenų aptikimas)	2-8°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, bet ne mažiau 1 ml pieno	Stiklo arba plastiko mėgintuvėliai, sterilūs plastiko indeliai	1-2 savaitės	Konservuotų (pvz., BSM II, su Bronopol ir Natamycine) – ne daugiau nei 6 mėn. laikant (-20)°C temperatūroje.
VIRUSOLOGINIAI TYRIMAI					
Tiriamieji parametrai arba tyrimai	Mėginio transportavimo / priėmimo temperatūra	Mėginio masė	Tara, įpakavimas (kur reikalinga)	Pristatymo į laboratoriją laikas	Pastabos
GYVŪNŲ KŪNO SKYSČIAI (Oficiali kontrolė ir savikontrolė)					
KRAUJO SERUMO MĖGINIAI, PLAZMA					
Serologiniai tyrimai (antikūnų arba antigenų aptikimas)	2-8°C	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, bet ne mažiau 5 ml kraujo	Stiklo arba plastiko mėgintuvėliai, skirti kraujo mėginių paėmimui, be konservantų, bet galimybė su kraujo krešėjimo aktyvatoriais	24-72 valandos	Hemolizuotas kraujo mėginys tyrimui - <u>netinakmas.</u>

KRAUJO SERUMAS, PLAZMA					
Serologiniai tyrimai (antikūnų arba antigenų aptikimas)	2-8°C Kraujo serumas ar plazma, atskirti nuo krešulio ir supilti į atskirą mėgintuvėlį gali būti transportuojami (-20)°C temperatūroje.	Priklausomai nuo nustatomų rodiklių kiekio, bet ne mažiau 1 ml serumo	Plastiko mėgintuvėliai, be konservantų	Nuo 1 iki 7 dienų	Hemolizuotas kraujo mėginys tyrimui - <u>netinakmas</u> .
KRAUJO SERUMO MĖGINIAI					
Serologiniai <u>pasiutligės FAVN tyrimas</u> (specifinių vakcininių antikūnų aptikimas)	2-8°C	0,5–2,0 ml skaidraus serumo nedūžtančiame mėgintuvėlyje, pažymėtu gyvūno mikroschemos numeriu/ pavadinimu	Plastiko mėgintuvėliai (be konservantu)	Per 24-72 h, jeigu išlaikoma (-20)°C, gali būti transportuojami 3-7 dienas	Serumo mėginys turi būti gana skaidrus, tyrimui <u>netinkami lipeminiai ar hemolizuoti</u> mėginiai.
KRAUJAS					
Virusų DNR/RNR nustatymas	2-8°C	kraujo ne mažiau 0,5 ml	Nepažeista pakuotė, mėgintuvėlis su EDTA		
ŽUVYS (Oficiali kontrolė)					
ŽUVYS					
Virusologiniai tyrimai (VHSV, IHNV, EHNV, IKNV/IPNV, PKVV, CEV/KSD AngHV1) gali būti atliekami tik gyvoms žuvims. Tyrimui parenkamos atskiros žuvys, kurios – dar gyvos, nors ir turinčios ligos požymių – telkiasi arti vandens paviršiaus arba prie įtakų ar ištekėjimo angų.	2-10°C (temperatūros palaikymas su ledu)	Tik gyva žuvis ir turinti ligos požymių (ne mažiau 5 vnt.), o iki 5 cm dydžio mailiaus mėginys ne mažiau 20-30 vnt.)	Vanduo, skirtas žuvims vežti, turi būti aušinamas natūraliu ledu ir, jei įmanoma, turi būti oro ar deguonies tiekimas	Ne vėliau kaip per 24 val.	Pageidautina, kad žuvis, kurioms bus atliekami virusologiniai tyrimai, būtų gyvos. <u>Jei žuvis negyvos, tikimybė aptikti viruso sukėlėjų yra daug mažesnė.</u>
GYVŪNAI IR GYVŪNŲ AUDINIAI (Oficiali kontrolė ir savikontrolė)					

KRAUJAS, KRAUJO SERUMAS					
Serologiniai ORV tyrimai (antikūnų aptikimas)	2-8°C Kraujas, kraujo serumas ir supilti į atskirą mėgintuvėlį gali būti transportuojami (-20)°C temperatūroje.	ne mažiau 0,5 ml	Stiklo arba plastiko mėgintuvėliai, skirti kraujo mėginių paėmimui, be konservantų, bet galimybė su kraujo krešėjimo aktyvatoriais	Nuo 1 iki 7 dienų	Laboratorijoje 2-8°C temperatūroje saugojimas iki 7 dienų, o (-20)°C temperatūroje, - vieną mėnesį ir ilgiau.
SMEGENYS					
Galvos smegenys pasiutligės viruso aptikimui (IF- imunofluorescencini am viruso antigeno atspaudų dažymui ir RT/PGR	2-8°C	Visos galvos smegenys	Sandarus indas (be konservantų ar papildomų skysčių) tinkamai supakuotas į pasiutligei skirtą gabenimo konteinerį, kuris užtikrina biologinę saugą.	Pristatyti per 24 val. nurodytoje temperatūroje. Esant ilgesniam mėginio pristatymo laikui - patalpinti į (-20)°C šaldiklį	
ARKLIŲ VIRUSINIO ARTERITO (EAV) IŠSKYRIMAS SPERMOJE					
Arklių arterito viruso (EAV) išskyrimas spermoje (VI)	Turi būti atšaldyti su ledu, įdėti į sandaų konteinerį ir atvykti į laboratoriją per 48 valandas nuo mėginio paėmimo, gali būti siunčiama su sausu ledu.	Minimalus mėginio tūris yra 7 ml, (Viruso išskyrimui iš spermos turi būti siunčiami du mėginiai iš vieno eržilo. Mėginius galima paimti dviem skirtingais būdais per tam tikrą laikotarpį arba tą pačią dieną iš dviejų skirtingų ejakuliatų.	Sandarus plastiko mėgintuvėlis (15 ml) spermai surinkti ir gabenti į laboratoriją.	Jei sperma neišsiunčiama iš karto, ji turi būti nedelsiant atšaldoma ir per 48 val. sandariame konteineryje pristatyta į laboratoriją	Prieš paimdami spermą, susisiekiate Virusologinių tyrimų skyriumi, nes laboratorijai reikia iš anksto pranešti, kad būtų paruoštos ląstelių kultūros tyrimams.

Parengė:

Asta Jaunzeme 2026-04-30